



# Foliodrape® Comfort

## Höftset II, 3-lagers





helps healing.


HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP  
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45  
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:  
[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)

### Foliodrape® Comfort Höftset II, 3-lagers

Steril drapering för ortopedisk kirurgi exempelvis höft, knä och axel. Setet innehåller alla komponenter för snabb, tät och enkel drapering. Foliodrape Comfort Höftset II är gjort av högkvalitativt, slitstarkt och behagligt 3-lagers material med hög absorptionskapacitet och lågt fibersläpp.

Uppfyller High performance enligt EN 13795.



#### Innehåll:

1 st	Instrumentbordslakan, förstärkt	140 x 190 cm
4 st	Torkdukar	33 x 33 cm
1 st	Operationslakan, 2-lagers	150 x 200 cm
1 st	Assistansbordspåse, teleskopvikt	80 x 145 cm
1 st	Ortopedisk strumpa	35 x 120 cm
1 st	Operationshandduk, 2-lagers	75 x 90 cm
2 st	Operationstejp	10 x 50 cm
1 st	Slitslakan, häftande	200 x 260 cm
1 st	Operationslakan, häftande	170 x 300 cm

### Fördelar:

Hög absorptionskapacitet

Lågt fibersläpp

Teleskopvikt assistansbordspåse

Sortiment	Art.nr.	AFP	TFP
Foliodrape® Comfort Höftset II, 3-lagers	257 146	3 st	1 AFP