



Foliodrape® Comfort

Neurokirurgiset I, 3-lagers






helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Foliodrape® Comfort Neurokirurgiset I, 3-lagers

Steril drapering för neurokirurgiska ingrepp. Setet innehåller ett allt-i-ett lakan för enkel, tät och säker drapering. Foliodrape Comfort Neurokirurgiset I är gjort av högkvalitativt, slitstarkt och behagligt 3-lagers material med hög absorptionskapacitet och lågt fibersläpp. Uppfyller High performance enligt EN 13795.



Innehåll:

1 st	Instrumentbordslakan, förstärkt	140 x 190 cm
4 st	Torkdukar	33 x 33 cm
2 st	Operationshandduk, häftande	50 x 50 cm
1 st	Assistansbordspåse	80 x 145 cm
2 st	Kardborreband	2 x 23 cm
1 st	Operationstejp	10 x 50 cm
1 st	Neurokirurgilakan med incisionfilm och vätskeuppsamlingspåse	245 x 320 cm

Fördelar:

Snabb och enkel drapering

Funktionellt neurokirurgilakan med incisionsfilm och vätskepåse

Lågt fibersläpp

Hög absorptionskapacitet

Sortiment	Art.nr.	AFP	TFP
Foliodrape® Comfort Neurokirurgiset I, 3-lagers	257 233	5 st	1 AFP