



# Foliodrape® Comfort

Operationshanddukar och operationslakan,  
3-lagers





helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP  
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45  
E-post info@hartmann.se



Besök oss på vår hemsida:  
[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)

### Foliodrape® Comfort operationshandduk och operationslakan

Det mjuka 3-lagers materialet har unika barriäregenskaper som säkerställer vätske- och sterilitetskontroll under operationen. Materialet i Foliodrape Comfort operationshanddukar och lakan är högkvalitativt, slitstarkt och behagligt med hög absorptionskapacitet och lågt fibersläpp. Operationshanddukarna och operationslakanen finns med eller utan klisterkant. Uppfyller High performance enligt EN 13795.



Sortiment	Mått	Art.nr.	AFP	TFP
Foliodrape® Comfort operationshanddukar och operationslakan	50 x 50 cm	251 302	90 st	4 AFP
	45 x 75 cm	251 305	60 st	4 AFP
	75 x 90 cm	251 312	30 st	4 AFP
	100 x 150 cm	251 220	20 st	2 AFP
	150 x 175 cm	251 223	12 st	2 AFP
	150 x 240 cm	251 225	8 st	2 AFP
Foliodrape® Comfort operationshanddukar och operationslakan, häftande	50 x 50 cm	252 302	80 st	4 AFP
	45 x 75 cm	252 305	50 st	4 AFP
	75 x 75 cm	252 310	30 st	4 AFP
	75 x 75 cm	252 350	15 x 2 st	4 AFP
	75 x 90 cm	252 312	30 st	4 AFP
	150 x 175 cm	252 223	9 st	2 AFP
	150 x 240 cm	252 225	8 st	2 AFP
	170 x 300 cm	252 256	5 st	2 AFP



### Fördelar:

Hög absorptionskapacitet

Lågt fibersläpp

Hög materialstyrka

Många användningsområden