



# Foliodress® Protect A Rockar





helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP  
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45  
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:  
[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)

### Foliodress® Protect A rockar

Foliodress Protect A rockarna är gjorda av ett material med unika barriäregenskaper samtidigt som det andas och ger en behaglig temperatur för användaren. Rocken har lågt fibersläpp och optimerar säkerheten för patient och användare. Foliodress Protect A rockarna finns i ett flertal storlekar, standard och förstärkt för att passa varje användare och användningsområde. Förstärkningen i PE-film är tät mot väta och en ogenomtränglig barriär för mikroorganismer. Uppfyller kraven enligt EN 13795.

### Material:

PP non-woven (SMMS)  
Muddar och tråd - Polyester  
Förstärkning - Mikroporös PE-film, PP non-woven



Sortiment	Storlek	Längd	Material vikt	Art.nr.	AFP	TFP
Foliodress® Protect A Perfect (standard)	L	125 cm	35 g/m <sup>2</sup>	992 189	28 st	1 AFP
	XL	140 cm	35 g/m <sup>2</sup>	992 190	28 st	1 AFP
	XXL	155 cm	35 g/m <sup>2</sup>	992 191	28 st	1 AFP
Foliodress® Protect A Reinforced (förstärkt)	L	125 cm	40 g/m <sup>2</sup>	992 201	28 st	1 AFP
	XL	140 cm	40 g/m <sup>2</sup>	992 202	24 st	1 AFP
	XXL	155 cm	40 g/m <sup>2</sup>	992 203	24 st	1 AFP

### Fördelar:

Komfortabel

Umärkt barriäregenskap

Hög luftgenomsläpplighet