



# Foliodress® tunikaset

## Tunika och byxa





helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP  
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45  
E-post [info@hartmann.se](mailto:info@hartmann.se)

Besök oss på vår hemsida:  
[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)

### Foliodress® tunikaset

Foliodress tunikaset, bestående av byxa och tunika, är bekväm att använda under hela arbetsdagen. Setet kan användas av personal och besökande som ett hygieniskt och säkert skydd på operationsavdelningen. Tunikan har V-ringad halslinning med vit kant och två praktiska fickor. Byxan har knytband i midjan och raka ben. Foliodress tunikaset är gjort av ett 4-skikts material, SMMS, som är fuktighetsavvisande och har lågt fibersläpp. Uppfyller kraven enligt EN 13795.

#### Material:

PP non-woven (SMMS)  
Polyester



Sortiment	Storlek	Material vikt	Art.nr.	AFP	TFP
Foliodress® tunikaset	S	45 g/m <sup>2</sup>	992 515	50 st	1 AFP
	M	45 g/m <sup>2</sup>	992 517	50 st	1 AFP
	L	45 g/m <sup>2</sup>	992 519	50 st	1 AFP
	XL	45 g/m <sup>2</sup>	992 521	50 st	1 AFP
	XXL	45 g/m <sup>2</sup>	992 523	50 st	1 AFP

### Fördelar:

Fuktighetsavvisande

Lågt fibersläpp

Komfortabel